

<b>DE</b>	<b>Folienkassette</b>	<b>SV</b>	<b>Kassetter</b>
<b>GB</b>	<b>Foil cassette</b>	<b>DA</b>	<b>Foliekassette</b>
<b>FR</b>	<b>Support de Plaque</b>	<b>FI</b>	<b>Levykasetit</b>
<b>ES</b>	<b>Casete de laminillas o placas</b>	<b>NO</b>	<b>Foliekassett</b>
<b>IT</b>	<b>Caricatori</b>	<b>RU</b>	<b>Кассеты для рентгеновской плёнки</b>
<b>NL</b>	<b>Foliecassettes</b>	<b>EL</b>	<b>Κασέτες φύλλων</b>
<b>PT</b>	<b>Cassete de película</b>	<b>PL</b>	<b>Kasety na płyty obrazowe</b>

**Bestellinformationen / Ordering Information**

<b>Size 0</b>	<b>2x3</b>	1x	2130-010-00
<b>Size 1</b>	<b>2x4</b>	1x	2130-011-00
<b>Size 2</b>	<b>3x4</b>	1x	2130-012-00
<b>Size 3</b>	<b>2,7x5,4</b>	1x	2130-013-00
<b>Size 4</b>	<b>5,7x7,6</b>	1x	2130-014-00
<b>OPG</b>	<b>12,7x29</b>	<b>5x12 Inch</b>	1x 2130-021-00
<b>OPG</b>	<b>15x30</b>		1x 2130-022-00
<b>Ceph</b>	<b>18x24</b>		1x 2130-023-00
<b>Ceph</b>	<b>24x30</b>		1x 2130-024-00
<b>Ceph</b>	<b>20x24</b>	<b>8x10 Inch</b>	1x 2130-025-00
<b>Ceph</b>	<b>13x18</b>		1x 2130-026-00



2009/10/13

DÜRR DENTAL AG  
Höpfheimer Strasse 17  
74321 Bietigheim-Bissingen / Germany  
Fon: +49 7142 705-0  
www.duerr.de / info@duerr.de

**ES Casete de laminillas o placas**

Con ayuda del casete de laminillas o placas se realiza la alimentación de la laminilla radiográfica digital al VistaScan. Éste evita también el borrado de la información radiográfica de la laminilla radiográfica digital a causa de una incidencia de luz.

**Los casetes de laminillas o placas no se deben someter a un tratamiento en autoclave**

Ver también las Instrucciones de montaje y uso para el Dürr VistaScan.

**Casets de laminillas o placas intraorales, tamaño 0 - 4 con lengüeta (no encuentra aplicación en todas las ejecuciones)**

La lengüeta en la palanca supone un apoyo para la alimentación de la laminilla radiográfica digital desde el casete de laminillas o placas al VistaScan.

**¡Esta lengüeta no debe ser retirada (figura 1)!**

- Empujar la palanca hasta el tope inferior del casete de laminillas o placas. (Figura 1)
- Colocar la funda de protección de la luz sobre la lengüeta. Empujar la laminilla radiográfica digital fuera de la funda de protección de la luz hasta el tope superior en el interior del casete de laminillas o placas. (Figura 2)

La cara activa de la laminilla radiográfica digital tiene que encontrarse completamente sobre la lengüeta del casete de laminillas o placas. (Figura 3)




**Casete de laminillas o placas para los formatos OPG y Ceph**

- Sacar el casete de laminillas o placas del casete de películas radiográficas y aplicarlo sobre el tubo superior del VistaScan. (Figura 4, paso 1)
- Desplazar el casete de laminillas o placas hacia abajo hasta el arco de transporte, y posicionarlo. (Figura 4, paso 2)




El casete de laminillas o placas está correctamente posicionado, cuando la espuma sintética se encuentra enrasada con la ranura de alimentación del arco de transporte. (Figura 5)

- Introducir la laminilla radiográfica digital en el VistaScan, pasándola por las aberturas del casete de laminillas o placas, a saber, hasta que sea arrastrada automáticamente hacia dentro. (Figura 6)

**Intraoral Size 0 - 4**



**OPG / Ceph**



**FR Supports de plaque**

L'écran à mémoire est introduit dans VistaScan à l'aide du support de plaque. Ce évite tout effacement des informations relatives à la radiographie figurant sur l'écran à mémoire qui pourrait se produire par une incidence de lumière.

**Ne pas nettoyer les supports de plaque en autoclave.**

Voir aussi la notice de montage et d'utilisation Dürr VistaScan.

**Support de plaques pour l'intra-oral, size 0 - 4 avec languette (pas pour tous les modèles)**

La languette du levier facilite l'introduction de l'écran à mémoire du support de plaque dans VistaScan.

**Ne pas enlever cette languette (Figure 1)!**

- Pousser le levier jusqu'à la butée inférieure du support de plaque. (Figure 1)
- Poser l'enveloppe de protection contre la lumière sur la languette. Pousser l'écran à mémoire de l'enveloppe de protection contre la lumière jusqu'à la butée supérieure du support de plaque. (Figure 2)

La face active de l'écran à mémoire doit reposer entièrement sur la languette du support de plaque. (Figure 3)

**Supports de plaque pour formats OPG et Ceph**

- Enlever le support de plaque de la cassette de radiographie et le placer au niveau du tube supérieur de VistaScan. (Figure 4, étape 1)
- Pousser le support de plaque vers le bas de l'arc de transport et le positionner. (Figure 4, étape 2)

Le support de plaque est positionné correctement lorsque la mousse se trouve au même niveau que la fente d'introduction de l'arc de transport. (Figure 5)

- Insérer l'écran à mémoire dans VistaScan par les ouvertures du support de plaque jusqu'à ce qu'il soit introduit automatiquement. (Figure 6)

**DE Folienkassetten**

Mit Hilfe der Folienkassette wird die Speicherfolie dem VistaScan zugeführt. Sie verhindert auch das Löschen von Röntgeninformationen auf der Speicherfolie durch einfallendes Licht.

**Folienkassetten nicht autoklavieren**

Siehe auch Montage- und Gebrauchsanweisung Dürr VistaScan.

**Folienkassetten Intraoral Size 0 - 4 mit Zunge (nicht bei allen Ausführungen)**

Die Zunge am Hebel unterstützt das Zuführen der Speicherfolie aus der Folienkassette in den VistaScan.

**Diese Zunge (Bild 1) nicht entfernen!**

- Hebel bis zum unteren Anschlag der Folienkassette schieben. (Bild 1)
- Lichtschutzhülle auf die Zunge auflegen. Speicherfolie aus der Lichtschutzhülle in die Folienkassette bis zum oberen Anschlag schieben. (Bild 2)

Die aktive Seite der Speicherfolie muss vollständig auf der Zunge der Folienkassette liegen. (Bild 3)

**Folienkassetten für OPG- und Ceph Formate**

- Folienkassette aus der Röntgenfilmkassette entnehmen und an den oberen Tubus des VistaScan anlegen. (Bild 4, Schritt 1)
- Folienkassette nach unten an den Transportbogen schieben, und positionieren. (Bild 4, Schritt 2)

Die Folienkassette ist dann richtig positioniert, wenn der Schaumstoff am Zuführschlitz des Transportbogens bündig anliegt. (Bild 5)

- Speicherfolie durch die Öffnungen aus der Folienkassette in den VistaScan schieben, bis sie automatisch eingezogen wird. (Bild 6)

**IT Caricatori**

Con l'aiuto del caricatore il film endorale ai fosfori viene introdotto nel VistaScan. Il caricatore serve inoltre ad impedire la cancellazione delle informazioni radiografiche sul film ai fosfori a causa della luce.

**Non autoclavare i caricatori.**

v. anche le Istruzioni di montaggio e d'uso del Dürr VistaScan.

**Caricatore intraorale formato 0 - 4 con linguetta (non in tutte le varianti)**

La linguetta situata sulla leva favorisce l'inserimento del film ai fosfori nel Vista Scan.

**Non rimuovere la linguetta (figura 1)!**

- Spingere la leva fino in fondo nel caricatore. (figura 1)
- Posizionare l'involucro protettivo sulla linguetta. Fare fuoriuscire il film ai fosfori dall'involucro introduttivo nel caricatore fino in fondo. (figura 2)

Il lato attivo del film ai fosfori deve appoggiare completamente sulla linguetta del caricatore. (figura 3)

**Involucri introduttivi per formati OPG e Ceph**

- Togliere l'involucro introduttivo dalla cassetta ed appoggiarlo sul tubo superiore del VistaScan. (figura 4, step 1)
- Spingere l'involucro introduttivo verso il basso sulla curva di trasporto ed incastrarlo nella sede introduttiva. (figura 4, step 2)

L'involucro introduttivo è posizionato correttamente se la spugna dell'involucro stesso aderisce perfettamente. (figura 5)

- Spingere il film ai fosfori verso il basso, grazie alle aperture dell'involucro introduttivo, sino a che viene prelevato automaticamente. (figura 6)

**GB Foil cassette**

The foil cassette is designed to ease the introduction of the image plate into the VistaScan. It also serves to hinder the accidental deletion of X-ray information on the image plate through stray ambient light.

**Do not autoclave the foil cassette**

Refer also to the Installation and Operating Instructions for the Dürr VistaScan.

**Intraoral foil cassette, size 0 - 4 with tongue (not all model types)**

The tongue on the lever is designed to support the sliding of the image plate from the foil cassette into the VistaScan.

**Do not remove this tongue (fig. 1)!**

- Slide the lever until it engages at the lower catch on the foil cassette. (Fig. 1)
- Lay the light protection cover onto the tongue. Slide the image plate out of the light protection cover into the foil cassette until it engages the upper catch. (Fig. 2)

The active side of the image plate must lie completely on the tongue of the foil cassette. (Fig. 3)

**Foil cassettes for OPG and Ceph formats**

- Remove the foil cassette from the X-ray film cassette and place in position in the upper tube of the VistaScan. (Fig. 4, step 1)
- Now slide the foil cassette downwards onto the transport arc and position correctly. (Fig. 4, step 2)

The foil cassette is correctly in position when the foam rubber lies flush with the entry slot of the transport arc. (Fig. 5)

- Slide the image plate through the opening out of the foil cassette and into the VistaScan until it is automatically engaged. (Fig. 6)

**NL Foliecassettes**

Met behulp van de foliecassette wordt de geheugenopslagfolie naar de VistaScan gevoerd. Hij voorkomt ook het wissen van röntgeninformaties op de geheugen opslagfolie door invallend licht.

**Foliecassettes niet in de autoclaaf**

Zie ook Montage- en gebruiksaanwijzing Dürr VistaScan.

**Foliecassettes intra-oraal Size 0 - 4 met tong (niet bij alle uitvoeringen)**

De tong bij de handel ondersteunt het toevoeren van de geheugenopslagfolie uit de foliecassette in de VistaScan.

**Deze tong (afbeelding 1) niet verwijderen!**

- Handel tot aan de onderste aanslag van de foliecassette schuiven. (afbeelding 1)
- Lichtbeschermingshoes op de tong leggen. Geheugenopslagfolie uit de lichtbeschermingshoes in de foliecassette tot aan de bovenste aanslag schuiven. (afbeelding 2)

De actieve pagina van de opslagfolie moet geheel op de tong van de foliecassette liggen. (afbeelding 3)

**Foliecassettes voor OPG- en Ceph formaten**

- Foliecassettes uit de röntgenfilmkassette halen en op de bovenste tube tegen de VistaScan leggen. (afbeelding 4, stap 1)
- Foliecassette naar beneden tegen de transportboog schuiven en positioneren. (Afbeelding 4, stap 2)

De foliecassette is dan goed gepositioneerd, wanneer de schuimstof van de toevoergleuf van de transportboog er vlak

- Geheugenopslagfolie door de openingen uit de foliecassette in de VistaScan schuiven, tot die er automatisch wordt ingetrokken. (Afbeelding 6)





